

Multi Frame

etac®

Letkørt og letindstilligt understel



Multi Frame kan monteres med forskellige sidde-systemer som x:panda og Panda Futura eller et formstøbt sæde. Multi Frame kan også monteres med sidde-systemer fra andre leverandører.





Nyt understel i aluminium med lav vægt

Multi Frame er et innovativt understel med en lav vægt, hvilket bl.a. betyder at stellet har særdeles gode køreegenskaber. De forskellige indstillingsmuligheder af sædevinkel og sædehøjde er yderst enkle at justere og tilpasse til brugeren. Multi Frame kan bruges både indendørs og udendørs. Multi Frame fås i 3 størrelser.



Tiltfunktion

Det er let at anvende tiltfunktionen, da der kun er få dele, der kommer i bevægelse. Sædetiltet er 0° - 30°/35°/40° alt afhængig af det valgte tyngdepunkt.



Siddesystemer

x:panda eller Panda Futura kan monteres på Multi Frame. Bemærk at Panda Futura 5 samt x:panda 3 og 4 kan monteres uden brug af adapter.



Forberedt for montering af sæder fra andre leverandører

Multi Frame kan monteres med sæder fra andre leverandører, hvis disse har et lignende design og kan leve op til relevante standarder.




Sikker transport

Multi Frame er testet og godkendt til transport henhold til ISO 7176-19. Multi Frame er testet og godkendt med både x:panda og Panda Futura sidde-systemer.

Multi Frame som standard

Farve	Sølv metallic
Bremse	Tromlebremse
Drivhjul	Massive 22" / 12"
Svinghjul	Massive 7"
Kørebøjle	Vinkeljusterbar
Sædetilt	30°
Tipesikring	Monteret

Mål og vægt



	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Sædebredde, indvendig (A)	34 cm	39 cm	44 cm
Sædehøjde (E)	39,5 - 45,5 cm	39,5 - 45,5 cm	39,5 - 45,5 cm
Rygbredde, indvendig (F)	24,5 cm	29,5 cm	34,5 cm
Bredde m/12" drivhjul (G)	53 cm	58 cm	63 cm
Bredde m/22" drivhjul (G)	57 cm	62 cm	67 cm
Længde m/12" drivhjul (H)	63 cm	65 cm	70 cm
Længde m/22" drivhjul (H)	75 cm	75 cm	80 cm
Højde kørebøjle i 15° (I)	91,5 cm	91,5 cm	91,5 cm
Max.. sædetilt	30°/35°/40°	30°/35°/40°	30°/35°/40°
Højde sammenslået, u/drivhjul	40 cm	40 cm	40 cm
Max. belastning	100 kg	100 kg	100 kg
Max. brugervægt ved brug i bil	100 kg	100 kg	100 kg
Vægt, med 12" drivhjul	10 kg	10 kg	10 kg
Vægt, med 22" drivhjul	12 kg	12 kg	12 kg

Bestilling



Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
Multiframe str. 1, 22" hjul, tromlebremse	55432	31971152200
Multiframe str. 2, 22" hjul, tromlebremse	55433	31972152200
Multiframe str. 3, 22" hjul, tromlebremse	55434	31973152200

Beskrivelse	HMI-nr.	Varenr.
Multiframe str. 1, 12" hjul, tromlebremse	55435	31971141200
Multiframe str. 2, 12" hjul, tromlebremse	55436	31972141200
Multiframe str. 3, 12" hjul, tromlebremse	55438	31973141200

Multi Frame med x:panda



Multiframe str. 1 passer x:panda str. 1
Multiframe str. 2 passer x:panda str. 2
Multiframe str. 3 passer x:panda str. 3 og 4*

*Kun Multiframe str. 3 med 12" hjul passer til x:panda str. 4

Tilbehør



Egerbeskytter

Beskrivelse
One size

Varenr.
31970922



Adapter

Beskrivelse
Adapter for x:panda - str. 1+2+3 på Multi Frame, svart

Varenr.
318911610-98



Transportbeslag

Beskrivelse
One size

Varenr.
31970905



Fodplade

Beskrivelse
Str 1, 20 x 31 cm
Str 2, 24 x 36 cm
Str 3, 25 x 41 cm

Varenr.
3195145-1
3185145-2
3195145-3



Stang til fodplade

Beskrivelse
Enkel, 15 cm
Enkel, 29 cm
Enkel, 35 cm
Forlænget, 15 cm
Forlænget, 29 cm
Forlænget, 35 cm

Varenr.
318910820-1
318910820-2
318910820-3
318910821-1
318910821-2
318910821-3



Todelte fodstøtter

Kan også leveres med todelte fodstøtter,
Se mere på www.etac.dk

Reserve dele



Gasfjeder 300N

Beskrivelse
Gasfjeder, 300 Newton

Varenr.
31970300



Tipsikring

Beskrivelse
Kort for 12"
Lang for 20"

Varenr.
31970953
31970954