

Molift Partner 255

etac®

Et vertikalt løft med miljøvenlige batterier og et unikt service- og vedligeholdelsesprogram



molift
designed for life

Molift – an Etac company

Molift Partner 255

Molift Partner 255 har et vertikalt løftemønster. Det betyder, at løftet går lige op med samme afstand til søjlen under hele løftet - i en tryk og stabil stilling. Kombinationen af Molift 4-punkts ophæng og Molift sejl med glideløkker giver en behagelig og korrekt stilling fra liggende til siddende og omvendt. Molift Partner 255 er perfekt til sygehuse og institutioner. Den har god løftehøjde og løfter fra gulv. Lav egenvægt og god placering af hjulene gør den utroligt let at manøvrere. Lavt chassis og elektrisk indstillelige ben betyder, at løfteren kan komme til overalt.

Molift Service tool

Molift Partner 255 er udstyret med Molift Service tool - et indbygget automatisk servicevarsling, som udregner, hvornår løfteren har behov for service ud over den anbefalede årlige kontrol. Det sikrer, at løfteren altid fungerer optimalt. Den har elektronisk og manuel nødsænk og nødstop. Molift Partner 255 fås med ekstra lavt chassis, kun 6 cm.



Den vertikale løftearm giver stor bevægelsesfrihed for brugeren under hele løftet.



Høj løftekapacitet og bevægelsesfrihed gør det let og sikkert at løfte fra gulvet.

Teknisk information Molift Partner 255

Max belastning:	255 kg
Løfteinterval:	40 - 168 cm
Samlet vægt:	44 kg
Understellets bredde max:	124,5 cm
Understellets bredde min:	68,5 cm
Understellets højde:	11 cm
Batteri:	NiMH 26,4 V – 2,2 Ah

Egenskaber

- Let at manøvrere
- Perfekt til og fra alle stillinger
- Vertikalt løft
- 4-punkts ophæng
- Miljøvenlige batterier
- Automatisk servicevarsling

Beskrivelse	HMI	Art. nr.
Molift Partner 255	69164	M13018