

Molift Smart 150

etac®

En lille, let og sammenklappelig lift,
som passer i alle løfte- og forflytningsituationer



molift
designed for life

Molift – an Etac company

Molift Smart 150


Molift Smart 150 er en sammenklappelig og transportabel personløfter. Personløfteren tager meget lidt plads og kan let pakkes væk, og er perfekt til alt fra det private hjem, sygehus og til institutioner. Molift Smart 150 er også ideel at anvende på rejser. Sammenfoldet trilles Molift Smart 150 som en almindelig taske på hjul. Ved transport kan den deles i to dele, så vægten mindskes yderligere - uden brug af værktøj. Den tungeste del vejer 13,5 kg og liften har ingen løse dele.

Let at anvende


Stor løftehøjde gør, at Molift Smart 150 kan løfte fra gulv. Molifts 4-punktsåg i kombination med Molift Easy sejl giver en behagelig og korrekt placering fra liggende til siddende og omvendt. Liften har *Molift Service tool* - en indbygget software, som udregner og varsler, når liften har behov for service ud over den anbefalede årlige kontrol. Molift Smart 150 har desuden elektrisk og manuel nødsænkning og nødstop.



Molifts standard 4-punkts løfteåg i kombination med Molift Easy sejl, giver en behagelig placering i alle løftesituationer



Molift Smart 150 foldes enkelt sammen til én del. Perfekt at tage med på rejse og nem at transportere for hjemmeplejen.



Molift Smart Rejsekuffert er en praktisk kuffert i hård plast, som er velegnet til flytransport.

Teknisk information Molift Smart 150

Max. belastning:	150 kg
Løfteinterval:	25-166 cm
Understellets bredde:	66-106 cm (udv), 54-94 cm (inv)
Understellets højde:	11 cm
Understellets længde:	110 cm
Mål sammenfoldet:	116 x 47,5 x 35,5 cm
Venderadius:	ca 130 cm
Samlet vægt:	25,8 kg
Chassis:	Aluminium og stål
Beskyttelsesklasse:	IP43
Opfylder kravene i henhold til:	EN 60601-1, EN 60601-1-2, NS-EN ISO 10535, MDD 93/42/EEC

Egenskaber

- Foldbar og mobil
- Let at pakke væk
- Molift Service Tool
- Miljøvenlige batterier

Beskrivelse	HMI	Art. nr.
Molift Smart 150	32332	M10153
Tilbehør:		
Molift Smart Rejsekuffert		0990200